

## SUR-BLOUSE D'ISOLATION

## **RFF 3117**

## Indications:

Les surblouses jetables sont conçues pour être jetées après une seule utilisation.

La réutilisation et le passage en lingerie des surblouses à usage unique est à proscrire.

Le lavage de surblouse peut affecter la porosité de l'intissé II est fortement recommandé de changer cette protection :

- à la fin d'une séquence de soins.
- avant de passer à un autre patient.

Jeter votre surblouse dans le circuit de collecte des déchets adaptés.



CONFORT AU NIVEAU DE COU POIGNEES AVEC ELASTIQUES LIEN DE SERRAGE A LA TAILLE TAILLE UNIQUE

MATIERE : polypropylène NON TISSES



## **Conditionnement:**

10PC/sachet, 100PCs/Carton

Dimension carton: 35x30x42cm

Poids: 8.1KG

Volume 20.77KG

Produit d'importation

Fabriqué en Chine

OCCILAB 296 avenue de la Tramontane 13600 La Ciotat - France Tel : +33 (0)4 96 30 10 45

Fax: +33 (0)4 84 88 64 22 Email: quality@occilab.fr

www.occilab.fr