

MASQUE DE PROTECTION 3 PLIS

CE and FDA Approved



Couleur : Bleu

Elastique de maintien en coton pour moins de pression.

Composition : Tissus non tissés, doux pour la peau

Pince-nez élastique de haute qualité pour un ajustement parfait à votre visage

Directive Européenne 93/42/CEE relative aux Dispositifs Médicaux

Norme EN 14683 : 2006 : cette norme évalue l'efficacité du matériau filtrant dans le sens de l'expiration

Taux de BFE (Bacterial Filtering Efficiency) supérieur à 98%

Type II.

Non stérilise

Utilisation :

Ce masque est destiné à éviter, lors de l'expiration de celui qui le porte, la projection de sécrétions des voies aériennes supérieures ou de salive pouvant contenir des agents infectieux transmissibles par voie « gouttelettes » ou « aérienne ».

Stockage:

Stocker dans un endroit sec (humidité relative en dessous de 80%)

à l'abri de la lumière,

dans des conditions climatiques comprises entre -20°C et 40°C.

Jeter votre masque après utilisation dans le circuit de collecte des déchets adaptés.

Avertissement :

1-Masque à usage unique

2-ne pas laver après utilisation

3- Ne jamais modifier ce masque.

4- Jeter et remplacer le masque s'il est endommagé.

5-Le non-respect de toutes ces consignes risque de diminuer l'efficacité du produit

Conditionnement:

50/PC/sachet, 2000PC /Carton

40 boites/carton

Produit d'importation

Fabriqué en Chine

OCCILAB

296 avenue de la Tramontane

13600 La Ciotat - France

Tel : +33 (0)4 96 30 10 45

Fax : +33 (0)4 84 88 64 22

Email : quality@occilab.fr

www.occilab.fr