

Degragerm 24™ Shield

formulé à base de Technologie Avancée des Polymères (TAP)

Rompez la chaîne de recontamination des surfaces

Vous ne pouvez pas être partout à la fois, mais vos surfaces peuvent être protégées à chaque fois qu'elles sont touchées. Avec Degragerm 24™ Shield, vous bénéficiez d'une désinfection active continue, ce qui implique que vous pouvez protéger vos clients, votre personnel et vos installations en toute confiance et en toute maîtrise.

Degragerm 24™ Shield est un détergent-désinfectant prêt à l'emploi qui offre une protection antimicrobienne jusqu'à 24 heures pour les surfaces dures sans contact avec les aliments.

TAP - la Technologie Avancée des Polymères utilise des quats dans une combinaison spécifique avec un système breveté de polymères et de surfactants pour obtenir un effet résiduel de désinfection des surfaces. Cela convient particulièrement aux sites comportant des surfaces fréquemment touchées par de nombreuses personnes, comme les bureaux, les établissements d'enseignements, les hôtels, les toilettes publiques, etc.



APT
Advanced Polymer Technology



Désinfecte en 5 minutes



Y compris les virus enveloppés



Conforme à la norme BSI PAS 2424



Surface fréquemment touchées



Profil de sécurité des surfaces

DETERCENTRE & CLEOR

8, rue Louis Blériot 63800 Cournon d'Auvergne

04 73 84 92 92 – contact@detercentre-cleor.fr

www.detercentre-cleor.com

Degragerm 24™ Shield

formulé à base de Technologie Avancée des Polymères (TAP)

Propriétés principales

- Désinfecte en 5 minutes
- Elimine rapidement plus de 99,99% des germes, y compris les virus enveloppés tels que les Coronavirus
- Conforme aux normes de test les plus strictes, notamment le test d'efficacité antimicrobienne résiduelle BSI PAS 2424 (bactéries et virus enveloppés). L'effet désinfectant reste efficace jusqu'à 24 heures
- Bon profil de sécurité pour l'utilisateur et les surfaces

Bénéfices

- Une fois sec, il protège les surfaces contre les micro-organismes recontaminant pathogènes pendant 24 heures
- Elimination rapide des agents pathogènes les plus courants dans tous les domaines d'application
- Le désinfectant reste efficace jusqu'à 24 heures, même lorsque la surface est à nouveau touchée ou contaminée
- Favorise le nettoyage durable, en permettant d'utiliser moins de produits et de consacrer moins de temps à la désinfection des surfaces fréquemment touchées
- L'efficacité générale offre un haut niveau de protection
- Facile à appliquer, prêt à l'emploi
- Rassure les clients grâce à une protection durable

Données d'efficacité

Efficacité prouvée par la conformité aux normes européennes EN1276, EN13697, EN16777 (MVA), EN14476 (MVA), EN1650 et PAS2424 (bactéries et virus)

Produit	Code article	Conditionnement
Degragerm 24h Shield RTU	101105513	6x750mL

Utilisez les biocides en toute sécurité. Lisez toujours l'étiquette et les informations sur le produit avant de l'utiliser.




Utilisation


Compatible avec la majorité des surfaces incluant les surfaces non poreuses fréquemment touchées comme les poignées de porte, les interrupteurs, les comptoirs, etc.



Vaporiser une quantité suffisante de produit sur un essuie-tout ou un chiffon.*



Essuyer la surface à traiter avec un essuie-tout ou un tissu pré-imprégné.



Laisser 5 minutes de temps de contact et sécher à l'air libre.



Offre une protection antimicrobienne persistante de 24 heures contre les bactéries et les virus enveloppés.**

* Appliquer à nouveau Degragerm 24 Shield à chaque nettoyage de surface par un produit détergent

**Vérifier l'étiquette du produit pour connaître la liste des organismes spécifiques contre lesquels la performance antimicrobienne a été validée



DETERCENTRE & CLEOR

Votre expert hygiène et désinfection depuis 1967

DETERCENTRE & CLEOR

8, rue Louis Blériot 63800 Courmon d'Auvergne

04 73 84 92 92 – contact@detercentre-cleor.fr

www.detercentre-cleor.com