

Le mastic polyvalent PROTECTA a une texture souple et est utilisable comme mastic à greffer et à cicatriser.

USAGE :

Appliqué sur des surfaces saines, cette « barrière » protège et facilite la cicatrisation des plaies contre les agressions diverses. Grâce aux propriétés physiques de l'enduit, le bourrelet cicatriciel se forme plus rapidement. Le mastic polyvalent PROTECTA est composé d'une émulsion de résines de synthèse et d'huiles végétales. Il reste souple et ne craquelle pas.

MODE D'EMPLOI :

L'application du mastic polyvalent PROTECTA doit se faire immédiatement après la taille ou le curetage. Après chaque utilisation, prenez soin de laver les poils de la brosse à l'eau et de bien refermer le bouchon.

Ne pas utiliser le mastic polyvalent PROTECTA par temps pluvieux. Une période de séchage de 4 à 8 heures est nécessaire pour éviter tout lessivage par la pluie.

APPLICATIONS - Greffage et surgreffage, - Cicatrisation des plaies de taille ou accidentelles.



PRECAUTION D'EMPLOI :

Cureter soigneusement la plaie en éliminant les parties mortes ou atteintes par la maladie ; lorsque le support vous paraît sain et lisse, appliquer une couche de mastic polyvalent PROTECTA sur toutes les parties à protéger. Lors de l'application, insister sur la zone extérieure de la coupe en n'hésitant pas à déborder sur l'écorce.

COMPOSITION :

Huiles végétales, résines acryliques, coadjuvants.

CONDITIONNEMENT/ CONSERVATION :

36 mois si stocké dans un lieu sec et à l'abri du gel.

PV-CIC-01005 (A230): 250g

PV-CIC-01009(A231) : 400g

PV-CIC-01011(A232) : 1kg

PV-CIC-01014(A235) : 5kg