

CT SANIT

Concentré Nettoyant Sanitaires Ecolabel


PROPRIÉTÉS

Le produit obtenu est indiqué pour le nettoyage de tout type de surface, carrelages, salles de bain, surfaces synthétiques (mélamine, PVC, etc.). Avec son utilisation, nous réaliserons un nettoyage des surfaces en évitant l'accumulation de chaux et la formation d'incrustations.

DOSAGE ET MODE D'EMPLOI:



Remplir la
bouteille avec 700
ml d'eau



Visser la capsule jusqu'à
ce que le produit soit dosé



Placer le pulvérisateur et l'étiquette
d'identification du produit

COMPOSITION CHIMIQUE QUALITATIVE

Tensioactifs non ioniques
Tensioactifs anphoteriques
Diluents
Alcools de poids moléculaire bas
Acides organiques
Composés éclairissants
Parfums
Colorants

PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES

Aspect: liquide transparent
Couleur: rougeâtre
pH: 1.5
Densité (20°C): 1.07 gr/cc
T° Inflammation: 38°C

PRESENTATION

Conditionnement de 50 ml.

